


依頼者 松村産業株式会社

検体名 ハイファイラー#17 LOT No. 160530

一般財団法人

日本食品分析センター

東京都渋谷区元代々木1-62番1号



2016年(平成28年)06月20日 当センターに提出された上記検体について分析試験した結果は次のとおりです。

分析試験結果

分析試験項目	結果	定量下限	注	方法
カドミウム	0.5 µg/g未満		1	ICP質量分析法
鉛	0.5 µg/g未満		1	ICP質量分析法
ヒ素	1.5 µg/g未満		1	ICP質量分析法
水銀	3 µg/g未満		1	ICP質量分析法
コバルト	5 µg/g未満		1	ICP質量分析法
バナジウム	10 µg/g未満		1	ICP質量分析法
ニッケル	20 µg/g未満		1	ICP質量分析法
リウム	0.8 µg/g未満		1	ICP質量分析法
金	10 µg/g未満		1	ICP質量分析法
パラジウム	10 µg/g未満		1	ICP質量分析法
イリジウム	10 µg/g未満		1	ICP質量分析法
オスミウム	10 µg/g未満		1	ICP質量分析法
ロジウム	10 µg/g未満		1	ICP質量分析法
ルテニウム	10 µg/g未満		1	ICP質量分析法
セレン	15 µg/g未満		1	ICP質量分析法
銀	15 µg/g未満		1	ICP質量分析法
白金	10 µg/g未満		1	ICP質量分析法
リチウム	55 µg/g未満		1	ICP質量分析法
アンチモン	120 µg/g未満		1	ICP質量分析法
バリウム	140 µg/g未満		1	ICP質量分析法
モリブデン	300 µg/g未満		1	ICP質量分析法
銅	300 µg/g未満		1	ICP質量分析法
スズ	600 µg/g未満		1	ICP質量分析法
クロム	1100 µg/g未満		1	ICP質量分析法

注1. 限度値はICH Q3D Current Step 4 version(経口製剤, 一日投与量:10 g)の許容濃度に設定した。

以 上